

Especificaciones Airwheel-h3

- Altura:995mm
- Longitud:1020mm
- Ancho:630mm
- Peso:30.5kg
- Tamaño de neumático:
 - Rueda delantera 8in
 - Rueda trasera 12.5in



Carga máxima

130kg

Ángulo máximo de escalada

Acerca de 8 °

Máx. Velocidad Estándar

6km/h

Capacidad de batería

Litio 24V 18AH

Temperatura aplicable

-15°C~50°C

Tiempo de carga

Acerca de 8H

Tensión de carga

AC100-240V 50-60Hz