

ESPECIFICACIONES SERA ABRIS + TEOAE + DPOAE C/ IMPRESORA

- Tamaño y peso reducidos
- Pantalla táctil resistente
- Frecuencia de transmisión: 2400 – 2483,5 MHz
- 1 GB (máx. 250 pacientes guardados con 50 pruebas cada uno)
- Altavoz integrado de feedback de usuario
- Hasta 8 horas de uso de la batería
- Elegante soporte para carga inalámbrica
- Impresión inalámbrica
- Carcasa protectora para proteger el Sera™