

<b>PRODUCTO</b>	Cabina Silente
<b>MODELO</b>	SAF-1400
<b>MARCA</b>	Sontek
<b>ORIGEN</b>	Korea

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS

1. Puede montar las piezas en una sala de audiometría. Es fácil desarticulación y en movimiento.
2. Cabina audiométrica contiene un sistema de ventilación que proporciona in cambio de aire completo cada 2 minutos.

### ESPECIFICACIONES

- ✓ **TAMAÑO:** Externo: 1.40 x 1.20 x 2.15 metros, Interno: 1.20 x 1.0 x 1.85 metros
- ✓ **ACABADO:** superficie al aire libre; pintura en polvo, superficie de suelo: moqueta en losetas
- ✓ **VENTILACIÓN:** No ruido y ventiladores forzados con silenciador. 1 circulación por 2 minutos,
- ✓ **REDUCCIÓN DE RUIDO:** Hz :125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A): 25 33 38 45 52 58 60
- ✓ Placas revestidas en la superficie exterior y acústica perforada: WALL junta en la superficie interior.
- ✓ **PUERTAS:** Juntas magnéticas de doble junta de la puerta de acero (75 mm), acoplable o bisagras desmontables.
- ✓ **VENTANAS:** vidrio acústico de doble cristal con cámara de aire de 80 mm, el tamaño exterior es 550 \* 550 (mm).
- ✓ **ELECTRICIDAD:** La iluminación es de 11W en panel.
- ✓ **PISO:** baldosas de moqueta
- ✓ Tensión de alimentación: 220V
- ✓ Equipo consta de: 1. Panel acústico - 6EA 2. Puerta - 1ea 3. Ventana - 1ea 4.
- ✓ Ventilación-succión y descarga con silenciador.

IMAGEN

