

PRODUCTO	Montura de Prueba
MODELO	TF3
MARCA	Shin Nippon
ORIGEN	Estados Unidos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Montura para lentes de 38mm, color negro de metal y plástico, para 5 pares de lentes de 38mm
- Ajuste independiente de la distancia pupilar de 48-80 mm
- Puente ajustes laterales, altura e inclinación
- Ajustes largo patillas y su inclinación; distancia del vértice de córnea al lente.
- Fabricado en aluminio y plástico.
- Transportador graduado para lectura del eje cilíndrico de los lentes colocados al frente

IMAGEN





Río Clarillo # 1246, Pudahuel
Parque Industrial ENEA
www.isolab.cl