

# ERGO NIMBLE

## Apoyabrazos F

Conveniente para el movimiento lateral (por ejemplo, moviéndose a una cama).

## Ángulo ajustable del respaldo

Ajustable al tamaño del cuerpo y cumple con los requisitos de postura única de un individuo.

Ángulo de ajuste: 5 y 19 grados.

## Altura ajustable del apoyabrazos

Ajuste de la altura del brazo de cuatro niveles según los requisitos del cuerpo de los usuarios, permitiendo que los usuarios relajen los músculos del hombro.

## Reposapiés Desmontables y Deslizables

Además de las placas de pie que son de altura ajustable, el reposapiés conjunto se puede girar hacia fuera para que la silla de ruedas puede acercarse al destino para facilitar la salida y la entrada.

La placa del pie es completamente ajustable para satisfacer las necesidades individuales.

**karma**  
Lightweight mobility



Altura	100
Anchura	100
Profundidad	100
Peso	100
Composición	Algodón
Estilos	Básico
Propiedades	Manga corta