

<b>PRODUCTO</b>	<b>TEST DE LA MARIPOSA</b>
<b>MARCA</b>	<b>STEREO OPTICAL</b>
<b>MODELO</b>	<b>SO-005</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>U.S.A.</b>

### DESCRIPCION DEL ARTICULO

#### Test estéreo de la mariposa marca Stereo Optical modelo SO-005

Prueba y evalúa la percepción de profundidad estéreo de puntos aleatorios, tanto para estereopsis en cifras brutas (2500 a 1200 segundos de arco) y la percepción fina de profundidad. Las cifras presentes en la prueba no puede ser identificadas sin gafas de visión

Incluye:

- Círculo de test graduado (800 a 40 segundos de arco)
- Animal de prueba para niños (400 a 100 segundos de arco)
- 1 par de lentes 3-D estándar

### IMAGEN

